

BeneFusion eSP/eVP/eDS

Sistema de infusión

Eficiencia en cada gota



mindray



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Eficiencia en el flujo de trabajo

Interacción intuitiva

- La pantalla táctil capacitiva de colores de 3.5" ofrece a los usuarios una experiencia excelente con un funcionamiento fluido.
- La interfaz del usuario intuitiva permite programar rápidamente los parámetros clave, lo que facilita el flujo de trabajo.



Preparación rápida.

SmartRapid™

SmartRapid™ garantiza una infusión oportuna al acortar significativamente el tiempo de arranque, desde encender la bomba hasta administrar la primera gota de medicamento.



Proceso eficiente de carga de Sets IV

BeneFusion eVP está diseñado para simplificar el proceso de carga de Sets IV, lo que hace que sea más eficiente y optimizado.



SafeDose™

- La codificación de colores del nombre del medicamento ayuda a los usuarios a seleccionar y verificar fácilmente el medicamento correcto.
- El software SafeDose™ Info permite programar parámetros de infusión automáticamente para mejorar la eficiencia.
- SafeDose™ DERS ayuda a prevenir los errores de dosificación con restricciones de límites estrictos o flexibles.



Ajuste flexible de la infusión

Ajuste fácil de la terapia de infusión en 3 pasos.



Rápida resolución de problemas

Sistema de presión dinámica

Indicador estilo velocímetro con presión numérica para monitorear la tendencia de presión en tubo con solo un vistazo.



Alerta con un mensaje visual sobre la posible oclusión antes de interrumpir la infusión.

450 El mecanismo de intento automático permite reanudar la infusión lo antes posible para garantizar una infusión continua.

Sistema de alarma intuitivo


Aparece una animación instructiva para guiar a los usuarios a resolver rápidamente el problema.



Eficiencia en la seguridad


Rendimiento de infusión preciso

- Alta precisión: eSP $\pm 1.8\%$; eVP $\pm 5\%$
- Precisión asegurada durante muchas horas



Relé automático multicanal

- La serie BeneFusion admite relés circulares y personalizados para garantizar la continuidad de la infusión.
- Un flujo de trabajo de relé fluido garantiza un proceso de administración de medicamentos estable y sin complicaciones.



Smart AIR™

Con SmartAIR™, BeneFusion eVP mejora significativamente el nivel de seguridad de la administración IV.


- Sensor de ecografía dual para detectar las burbujas de aire con mayor precisión y así evitar falsas alarmas o faltantes de aire.
- Tamaño de detección de burbujas de aire de 15 ul en BeneFusion eVP, lo que garantiza la seguridad del paciente durante toda la infusión, incluso para los neonatos.



Eficiencia en la aplicación

Todo en uno

BeneFusion eSP y eVP satisfacen varios propósitos de infusión al combinar todas las funciones juntas.




Solución de acoplamiento flexible

- El diseño de acoplamiento modular de BeneFusion eDS permite una fácil expansión de 2 a 16 ranuras.
- Su ingenioso diseño garantiza una fácil conexión de las bombas.



Eficiencia en informática



Monitoreo central integrado

BeneVision CMS™ ofrece un monitoreo integral de los signos vitales y los detalles del tratamiento de infusión de todos los pacientes, lo que proporciona información completa para mejorar la calidad de la atención al paciente.



Fácil manejo con varias camas



Datos completos para cama individual



+52 5516124892



www.polymediccompany.com