

# **Buró con mesa puente**

---

## **Mediboard Bridge 2 in 1**

- Piezas metálicas pintadas con polvo electrostático.
- Los lados y la espalda están hechos de chapa de acero.
- El cajón superior está equipado con una bandeja extraíble.
- Mesa de comedor ajustable en altura con control de amortiguador.
- El cajón alto está equipado con una bandeja extraíble para botellas.
- Se puede acceder a un compartimento abierto desde la parte frontal.
- La mesa está hecha de laminado sólido y tiene esquinas redondeadas.



***¡Elegancia, durabilidad y funcionalidad en una sola pieza: el buró con mesa puente ajustable combina almacenamiento eficiente y diseño práctico para el entorno hospitalario!***





### » Ajuste de altura de la mesa

El tablero de la mesa del comedor está fijado en la columna de aleación de aluminio y la altura se puede ajustar presionando el botón azul.

### » Ajuste de rotación de la mesa

El tablero de la mesa del comedor se puede girar hacia adelante y hacia atrás 30° cada uno mediante el mango azul.



### » Cajón

La parte superior de la mesita de noche es un cajón con rieles. Se puede extraer con suavidad y puede almacenar algunos objetos pequeños.



### » Gabinete

La parte inferior de la mesita de noche es un armario de gran capacidad que puede almacenar muchas cosas.



### » Rueda

La mesita de noche tiene cinco ruedas, cuatro de las cuales tienen un diámetro de 5 cm permitiendo facilidad de movimiento, adicional cuenta con frenos para cuando se desea fijarla.

## » Especificaciones técnicas

Dimensiones (Buró)	460 * 450 * 780 mm
Dimensiones (Mesa puente)	593 * 380 * 1110 mm
Color	Azul con gris
Accesorios	1 cajón, 1 armario, 1 mesa de comedor
Ruedas	4 x diámetro 65 mm

**Almacenamiento versátil con estilo: el buró con mesa puente ajustable, diseñada para ofrecer funcionalidad y elegancia en cada detalle del entorno hospitalario.**

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia bancaria

Efectivo



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com