

# Cunero de acrílico

---

## Medibaby Colors



- Diseño ergonómico.
- Materiales ecológicos.
- Rotación 360°.
- Fácil operación.
- Diferentes colores
- Plástico ABS.

*Desmontable y esterilizable, ya que es el **único que se puede meter a altos grados de calor.***

***¡Confort, seguridad y estilo en una cuna transparente, ecológica y ergonómica, diseñada para cuidar a los más pequeños con suavidad y precisión en cada detalle!***



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.





### Cuna para bebés

Cuna transparente para bebés, de plástico ambientalmente amigable, no tóxico, inodoro, se puede esterilizar a temperaturas superiores a 100 °C.

### Diseño

Diseño moderno y elegante, ergonómico para proporcionar una experiencia cómoda para los bebés.



### Ruedas

Rueda libre de goma, resistente al desgaste, antideslizante, absorción de impactos, puede girar 360° libremente.

### Mango

Mango fácil de operar, controla el resorte de gas mediante el mango para lograr varias funciones, excelente diseño y fácil operación.



### Color

Disponible en tres colores: azul, verde, rosa.

## » Especificaciones técnicas

Longitud exterior	875 mm
Ancho externo	525 mm
Altura mínima de la cama	650 mm
Altura máxima de la cama	900 mm
Bomba hidráulica	1 unidad
Moisés	1 unidad
Ruedas dobles de 3"	4 unidades
Material	Plástico ABS

**Donde el diseño moderno se une a la seguridad y el confort: una cuna ergonómica, ecológica y fácil de operar que brinda comodidad total para los bebés y tranquilidad para los padres.**

Consulta nuestros métodos de compra



Transferencia  
Bancaria

Efectivo



VISA



Pago con tarjeta 4.5% + IVA

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com