

Cama para pacientes

Enterprise 9000X



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Diseñada para usted y para su paciente

La cama hospitalaria Enterprise 9000X de Arjo proporciona ventajas significativas para el paciente, el cuidador y el centro sanitario. Los desafíos diarios a los que se enfrentan los equipos de enfermería en las salas de hospital han servido de inspiración a Arjo para mejorar una solución consolidada en la que ya confían hospitales de todo el mundo. Para desarrollar la cama hospitalaria Enterprise 9000X, Arjo se ha centrado en las necesidades que son fundamentales para los clientes y son comunes en todos los entornos asistenciales, concretamente:

- Seguridad tanto para el paciente como para el cuidador.
- Conformidad con las nuevas normas internacionales.
- Equipo robusto, intuitivo y fácil de utilizar.
- Soluciones centradas en la calidad de la atención a los pacientes.

La cama de cuidados intensivos y para pacientes con un alto grado de dependencia Enterprise 9000X se basa en las características principales de las camas hospitalarias Enterprise 5000X y 8000X, y pone especial énfasis en la seguridad del paciente y la funcionalidad clínica. Con su sistema patentado de articulación, báscula de pesaje integrada, alarma de salida de la cama y un sistema de protección antiatrapamiento bajo la cama, ha sido diseñada pensando en el paciente, el cuidador y el centro.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Principales características



PERFILADO BIO-CONTOUR
 El sistema de perfil patentado Bio-Contour mezcla un conjunto excepcional de movimientos de la cama con una plataforma de colchón curva.



EXTENSIÓN DE CAMA EN 3 PASOS
 Las diversas longitudes de la cama se pueden configurar fácilmente en un único bastidor auxiliar, de manera que nos hallamos ante una cama de hospital de longitud variable y fácil de utilizar, que ofrece más opciones y una mayor flexibilidad.



LUZ BAJO LA CAMA
 La zona de salida en los dos lados de la cama está iluminada para ayudar a guiar a los pacientes cuando salgan de la cama en habitaciones poco iluminadas.



CONTROL DE INFECCIONES
 Su diseño de arquitectura abierta facilita el acceso para mejorar los procedimientos de descontaminación. Las placas de la plataforma son ligeras, suaves y fáciles de extraer.



BASCULA
 La báscula integrada es fácil de usar y admite hasta 250 kg (550 lb). El pesaje puede llevarse a cabo en cualquier posición. También es posible añadir o quitar elementos usando la función de autocompensación, sin que afecte a la medición de peso del paciente.



SENSORES ANTIATRAPAMIENTO
 Los sensores anti-atrapamiento pueden detectar la presencia de un objeto o una persona debajo de la cama. Si se interrumpe el haz mientras se está bajando la plataforma del somier, esta se moverá automáticamente hacia arriba, alejándose del obstáculo, lo que reduce el riesgo de atrapamiento.



MANTENIMIENTO RÁPIDO
 Diseñado para un mantenimiento rápido: su accesibilidad permite que una sola persona pueda reemplazar in situ y en cuestión de minutos el actuador, el cuadro de control o la batería.



ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA
 Cuando está activada, la función de salida de la cama puede detectar el movimiento del paciente con distintos niveles de sensibilidad y hacer sonar una alarma para avisar al personal médico.



POSICIÓN DE SILLA CARDÍACA
 El cuidador puede ajustar fácilmente la cama a la posición de silla cardíaca gracias a nuestro sencillo panel de control.



ALTURA BAJA
 Una ventaja clave a la hora de reducir el riesgo de lesiones por caídas.



ÁNGULO DE RESPALDO DE 30°
 El respaldo se detiene al elevarse o bajarse hasta un ángulo de 30 grados, de modo que el ajuste del respaldo resulta siempre sencillo y adecuado.



Opcional:
IndiGo

INDIGO (OPCIONAL)
 IndiGo es la quinta rueda motorizada con la que cualquier cuidador puede encargarse del transporte de una manera ligera, segura y simple, con solo pulsar un botón. IndiGo está siempre disponible y se encuentra integrada directamente en el sistema Citadel o en la cama Enterprise.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.