



J&G
MEDITEC

Camilla plegable de tijera tipo ambulancia



**Compacta al
guardarla, gigante
al actuar.**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

 +52 5530479296

 ventas@meditecjg.com

 www.meditecjg.com



Especificaciones

- Fabricado en la base es de tubo redondo de 1 pulgada cromado con ruedas de 4 ½ pulgadas y consta de frenos las patas de la camilla son tipo tijera.
- La plancha fabricada en su perímetro de tubo redondo de 1" cal. 18 con barrotes longitudinales de tubo redondo de ½ " calibre 18, cuenta con porta suero y perilla de sujeción.
- El cojín es de hule espuma tapizado en vinil negro con sujetadores a la plancha, viene equipado con barandales abatibles que son de tubo redondo de 1 pulgada cromado .
- Contiene barandales, 6 ruedas de 4" y aguanta de 100 a 120 Kgs.

MEDIDAS	
Ancho	64 cm
Largo	184 cm
Alto	89 cm



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.