



Camilla Traslado Cama Hospital Altura Ajustable

P | **POLYMEDIC**
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

Innovación sin ataduras

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

La Camilla Traslado Cama Hospital Altura Ajustable' es la solución perfecta para el transporte y cuidado de pacientes. Con un rango de altura ajustable de 50 cm a 80 cm, este modelo manual de 2 funciones permite adaptarse a diversas necesidades.



Solicita tu cotización

Características principales

Marca	Gambimedica
Modelo	Traslado 2 Funciones Manual

Peso y dimensiones

Largo x Ancho	1.9 m x 64 cm
Peso	50 kg

Material de la estructura	Acero inoxidable
Cantidad de posiciones	2
Altura máxima de elevación	80 cm
Altura mínima de elevación	50 cm
Peso máximo soportado	200 kg
Con traba de seguridad	Sí
Con correas ajustables	Sí



Solicita tu cotización