

HYLED 8600

Lámparas LED de quirófano



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

HyLED 8600: tecnología LED de última generación

- Vida útil duradera de los LED que supera las 40.000h
- LED de alto rendimiento para iluminar el quirófano
- Diseño ergonómico: facilidad de uso
- Excelente compatibilidad con el flujo laminar
- Perfecto para integrar un sistema de videocámara HD de 2 megapíxeles




LED de alto

Excelente compatibilidad con el flujo laminar

El diseño triangular del cabezal de iluminación permite colocarlo en la mejor posición, rodeando con las esquinas la cabeza del cirujano. Las formas de ambos HyLED 8600 encaja perfectamente, lo que les permite proporcionar un haz de luz y un solapamiento homogéneos.



Fácil de manipular



Mango esterilizable y desmontable

Flujo de aire optimizado para proporcionar una mejor higiene

HyLED genera una turbulencia mínima en el flujo laminar gracias a dos características. HyLED crea unas condiciones de funcionamiento óptimas a la vez que cumple con todos los requisitos de higiene.



Modo de iluminación general



Modo de iluminación completa



Modo de iluminación para cirugía mínimamente invasiva