

HyBase 6100

Mesa Quirúrgica Electro-Hidráulico



mindray



HyBase 6100
Mesa de quirúrgica



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

HyBase6100

Mesa Quirúrgica Electro-Hidráulico

Mando de control intuitivo



Elevación y descenso de la placa para piernas, 180° de separación



Con un diseño especial adaptado a la cada vez más compleja infraestructura quirúrgica, HyBase requiere menos esfuerzo y tiempo para colocar al paciente en una posición segura, cómoda y práctica. Tras analizar las necesidades de los cirujanos y el personal de enfermería, la respuesta de Mindray es una mesa de operaciones que constituye una solución total e incluye lo siguiente:

- Colchón de la mejor calidad para mayor comodidad de los pacientes
- Sistema de colocación del paciente seguro y práctico
- Tecnología para maximizar la versatilidad



- Colchón de descompresión con diseño antiestático, impermeable y de una sola pieza
- Desplazamiento longitudinal máximo hasta 320mm para el acceso libre de arcos en "C"
- Capacidad máxima de elevación hasta 380kg
- Capacidad para 250kg en posición normal
- Alimentación por batería para 50-80 intervenciones
- Posición baja de la mesa de 600 mm para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva
- Sistema de freno eléctrico para una estabilidad óptima
- Restablecimiento de la posición original con un botón
- Posición flexionada y cóncava con un botón
- Placa radio transparente para facilitar el acceso de los arcos en "C"
- Tres paneles de control con panel remoto, panel de columna y pedal

HyBase 6100

Mesa Quirúrgica Electro-Hidráulico




Tablero radiotransparente con placa para piernas de una sección para intervenciones cardiovasculares



Placa para pelvis radiotransparente de extensión para ortopedia

Almohadilla de posición especial para reducir la incidencia de úlcera de decúbito




Las funciones de la mesa garantiza la circulación sanguínea adecuada del paciente.

La almohadilla se puede adaptar a la forma del paciente para lograr un reposo uniforme y reducir el exceso de presión de algunas partes prominentes, como el sacro, el hueso ilíaco, el isquion y el calcáneo.



Úlcera de decúbito



Partes de la cara susceptibles de lesiones

Facilidad de uso y mayor comodidad para cirugía mínimamente invasiva



Altura mínima de 600 mm para cirugía mínimamente invasiva



Uso de la almohadilla para la posición lateral



Soporte para pubis



Uso del soporte para piernas para el húmero

Nota: todas las posiciones del paciente que se muestran en este folleto son solo un ejemplo y no representan ningún criterio médico.



Posición de litotomía para ginecología y urología



Posición con rodillas flexionadas para intervenciones intervertebrales o cirugía rectal con dos piezas de apoyo para partes pequeñas del cuerpo y placas para los pies



Elevador integrado de 120 mm



Posición sentada para neurocirugía



Posición de "silla de playa"



Reposacabezas para otorrinolaringología y neurocirugía



Posición baja de 400 mm para otorrinolaringología y neurocirugía

HyBase 6100

Accesorios de uso común



0092-30-102638
Soporte para partes grandes del cuerpo (pesado, una pieza con abrazadera cuadrada universal)
0092-30-102669
Soporte para partes pequeñas del cuerpo (pesado, una pieza con abrazadera cuadrada universal)



0092-30-102642
Adaptador de reposacabezas para neurocirugía



0092-30-102639
Almohadilla para intervenciones Intervertebrales




115-005788-00
Almohadillas para la próstata



0092-30-102650
Soporte para el tronco (izquierdo y derecho, dos piezas con abrazaderas cuadradas)



115-005695-00
Reposacabezas en forma de herradura ajustable



115-005864-00 Almohadillas de soporte para la próstata (28×24×14 cm)
115-005830-00 Almohadillas de soporte para la próstata (25×20×10 cm)




115-005885-00 Almohadillas de soporte para la próstata (20×7×7 cm)
115-005887-00 Almohadillas de soporte en forma de herradura (14×5×3 cm)
115-005889-00 Almohadillas de soporte en forma de herradura (8×3×2 cm)



0092-30-102636
Placa para el pie izquierdo (pesada, una pieza con abrazadera cuadrada universal)
0092-30-102667
Placa para el pie derecho (pesada, una pieza con abrazadera)



0092-30-102641
Mecanismo de acoplamiento de chasis radiográfico (compatible con varios tamaños)



115-005910-00
Almohadillas laterales



115-005814-00
Almohadillas para los talones (una pieza)



115-005697-00
Cubeta de desechos para ginecología y urología



0092-30-102644
Pedal



Extensión para ortopedia
115-009425-00&115-005780-00 (carro de transporte)



+52 5516124892



www.polymediccompany.com