

Mesa de exploración

Futuro HM157



Solicita tu cotización

DESCRIPCIÓN

- Fabricado de cuerpo de lamina de acero.
- Puertas corredizas de lamina cal. 22.
- Acabado esmalte.
- Forma de corriente.
- Varilla de altura de barra redonda de acero de 3/4" de diámetro cromada.
- Cubierta de madera forrada de hule espuma.
- Acabado tipo vinil imitación piel, dividido en tres secciones, respaldo y piecero abatible (movimiento de elevación manual a base de cremallera).
- Tres posiciones.
- Conjunto de piernera completas de plástico en color negro.



Solicita tu cotización

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Descripción
165 cm de largo	De pies a cabeza
55 cm de ancho	De un lado a otro
80 cm de altura	Desde el suelo hasta la parte superior del colchón



Solicita tu cotización