

Mesa de exploración

Hamilton HM158



Solicita tu cotización

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo de lamina de acero.
- Puertas abatibles de lamina cal. 22.
- Acabado esmalte.
- Tres cajones laterales.
- Toma de corriente.
- Pierneras de plástico
- Varilla de altura de barra redonda de acero de 3/4" de diámetro cromada.
- Cubierta de madera forrada de hule espuma
- Acabado en vinil imitación tipo piel, dividido en tres secciones, respaldo y piecera abatible (movimiento de elevación manual a base de cremallera).
- Tres posiciones.
- Medidas: 156 x 55 x 80 cm



Solicita tu cotización