



Sillón Reclinable Geriátrico de recuperación y de hemodiálisis

Características

- Tapicería de vinil uso rudo, espuma de alta densidad.
- Mesa de alimentos desmontable ancho 65 cm, altura 38 cm 5 niveles.
- Plástico uso rudo.
- Descansabrazos fijos.
- Estructura metálica de 3 posiciones
- Bloqueo en ruedas traseras 5 x 1 1/4
- Peso Máximo de usuario: 100 kg
- Peso Bruto: 30 kg / Peso Neto: 29 kg
- Medidas de empaque: 95 x 72 x 72 cm.



Solicita tu cotización