



Sillón reclinable Para hemodiálisis con dos charolas

Características

- Sillón acojinado para procedimientos.
- Estructura de acero.
- Ideal para usar en diálisis, extracción de sangre, cuidados respiratorios y cardiacos.
- Sistema Trendelenburg.
- Sistema reclinable en 4 posiciones.
- 2 charolas laterales abatibles y desmontables.
- Tapizado en vinipiel de color azul.
- 4 ruedas de 5", giratorias, con freno en las ruedas traseras.
- Soporta 110 kg.

CONTENIDO: Una pieza, 44.5 kg

EMPAQUE: Corrugado, 49 kg

130 cm extendido



ELEVAPIERNAS
seccionado



CABECERA
de posición ajustable



SOPORTE LATERAL
para los brazos



PALANCA
neumatica



CHAROLAS
abatibles



RUEDAS DE 5
giratorias

Solicita tu cotización

POSICIONES BÁSICAS

ESTÁNDAR
CERRADO



ESTÁNDAR
ABIERTO



RECLINADA 1
RESPALDO Y ELEVAPIERINAS



RECLINADA 2
RESPALDO, ASIENTO
Y ELEVAPIERNAS



TRENDELENBURG
POSICIÓN DE SHOCK

