

# Transductor Convexo

---

## Mindray 3C5P



*Un transductor, infinitas  
posibilidades  
diagnósticas.*

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

- **Rango de Frecuencia:** 2.0 - 6.0 MHz

- **Modos de Imagen:** B, y dependiendo del sistema de ultrasonido compatible, puede soportar otras modalidades como PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler.
- **Campo de Visión (FOV):** Amplio (diseño convexo)
- **Aplicaciones:** Abdomen, Obstetricia, Ginecología (OB/GIN), Pediatría, Urología, Vascular.

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



[www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

**Explora más con el 3C5P: Tu solución convexa para múltiples especialidades.**



## Compatibilidad

- **DP-7**
- **Z6**
- **DC-30**
- **Z60**

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.