

Transductor Convexo **Mindray C6-2**

*¡Campo de visión más
amplio para estructuras
más profundas!*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Rango de frecuencia de 1,3 MHz. - 5,7 MHz.

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI)
- **Campo de visión:** Amplio (diseño convexo, ángulo de escaneo de aproximadamente 60°–70°)
- **Aplicaciones:** Abdominal, Obstetricia, Ginecología, Urología, Vascular

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.


Mindray C6-2: Precisión profunda y versatilidad clínica en una sola sonda convexa

Compatibilidad



Riñón Normal, 2D

- **DC40 HD**



Triplex en Arteria Renal



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.