

Transductor Convexo **Mindray C5-1E**



*¡Diseñado para ver más,
hecho para llegar más
lejos!*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Rango de frecuencia de 1.3 MHz. - 5.7 MHz.

Modos de imagen: 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)

Campo de visión: Amplio, diseño convexo, frecuencia de banda ancha 1-5 MHz, alta penetración, ángulo de escaneo de aproximadamente 60°-70°

Aplicaciones: Abdominal, Obstetricia, Ginecología, Urología, Vascular periférico, Pediatría


Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.


El poder de la precisión profunda

Compatibilidad

- **DC70 XI**



IMT de coche



Bifurcación carotídea



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.