

Transductor Convexo **Mindray C5-1s**



*¡Amplitud y profundidad
en cada exploración!*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Rango de Frecuencia: 1.0 - 5.0 MHz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Amplio, diseño convexo, frecuencia de banda ancha 1–5 MHz, alta penetración, ángulo de escaneo de aproximadamente 60°–70°
- **Aplicaciones:** Abdominal, Obstetricia, Ginecología, Urología, Vascular periférico, Pediatría

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Precisión y versatilidad



Compatibilidad

- **DC-70**
- **DC-40**
- **DC-30**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.