

Transductor Convexo

Mindray 35C50EA



*Tu aliado convexo para
un amplio espectro
diagnóstico.*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Rango de Frecuencia: 2.0 - 6.0 MHz
Frecuencia Central: 3.5 MHz (típica)

Modos de Imagen: B, con soporte adicional para PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler, THI, TSI, ExFOV, B-Steer (dependiendo del sistema).

Campo de Visión (FOV): Amplio (diseño convexo)

Aplicaciones: Abdomen, Obstetricia, Ginecología (OB/GIN), Urología; uso potencial en Pediatría

Optimización de Imagen: Compatible con iClear™, iTouch™, iZoom™.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Un transductor, múltiples especialidades: La versatilidad convexa de Mindray a tu alcance.

Compatibilidad



- **DP-30**
- **DP-50**
- **DP-50 Expert**
- **DP-6900**
- **DP-8500**
- **DP-8800**
- **Z5**
- **Z50**
- **DC-N2**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.