

# **Transductor Endocavitario**

## **Mindray V11-3**



***Explora lo invisible: Mindray  
V11-3, tu aliado en la  
imagenología endocavitaria  
de alta definición***

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

## Rango de frecuencia de 2.4 a 12.8 MHz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño endocavitario (convexo), ángulo de escaneo de aproximadamente 210°, radio de curvatura de 11 mm
- **Aplicaciones:** Obstetricia, Ginecología, Urología

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

# Precisión endocavitaria para diagnósticos gineco-obstétricos y urológicos de vanguardia

## Compatibilidad

- **DC-40**
- **DC-70**



**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



[www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)