

# **Transductor Endocavitario**

---

## **Mindray V11-3E**



*Visualización detallada  
en tiempo real*

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



[www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

## Rango de frecuencia de 3.0 - 11.0 MHz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño endocavitario, ángulo de escaneo de aproximadamente 139°, profundidad de penetración de hasta 29.6 cm
- **Aplicaciones:** Obstetricia, Ginecología, Urología

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

## Exploración precisa en profundidad para diagnósticos ginecológicos avanzados

### Compatibilidad

- **DC-8**
- **DC-70 EXP**
- **DC-80**
- **DC-80 EXP**
- **DC-70**



**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.