

Transductor lineal **Mindray**

L13-3



***¡Máxima definición
en cada milímetro!***

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Rango de frecuencia de 3,0 MHz. - 14,0 MHz.

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño lineal, campo de visión de hasta 54.4 mm, alta resolución para estructuras superficiales
- **Aplicaciones:** Partes pequeñas, Vascular, Musculoesquelético, Pediatría

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Precisión lineal para diagnósticos detallados en cada escaneo



Compatibilidad

- **DC40 HD**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com