

# Transductor lineal **Mindray**

---

## 7L5P



*¡Tu mejor aliado en  
detalle y definición!*

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



[www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

**Rango de frecuencia de 3,2 MHz. - 11,8 MHz.**

**Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)

**Campo de visión:** Diseño lineal, alta resolución para estructuras superficiales

**Aplicaciones:** Pediatría, Musculoesquelético, Vascular, Partes pequeñas, Nervio.

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

La sonda que revela lo invisible, precisión quirúrgica en cada línea



## Compatibilidad

- **Z6**
- **DP-7**
- **Z60**
- **DC-30**

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



[www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)