

Transductor Lineal

Mindray L12-3E



***Tu mejor aliado en detalle
y definición.***

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Rango de frecuencia de 3,0 MHz. - 13,5 MHz.

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño lineal, alta resolución para estructuras superficiales, profundidad de escaneo de hasta 28 cm
- **Aplicaciones:** Partes pequeñas, Vascular, Musculoesquelético, Pediatría, Nervio.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Una herramienta esencial para profesionales que buscan precisión y confiabilidad en sus diagnósticos.



Compatibilidad

- **DC-70 X-Insight**
- **DC-40 HD**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com