

Transductor Lineal **Mindray SC6-1E**



Visualiza lo que otros no ven: La precisión lineal de Mindray a tu alcance.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Rango de frecuencia de 1,2 MHz - 5,7 MHz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño convexo, ángulo de escaneo de aproximadamente 100°, radio de curvatura de 60 mm
- **Aplicaciones:** Obstetricia, Ginecología, Abdomen, Musculoesquelético, Vascular, Urología.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Versatilidad y precisión en diagnóstico por imagen para múltiples especialidades



Compatibilidad

- **DC-70 XI**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com