

Transductor Lineal

Mindray L16-4Hs



Claridad lineal sin precedentes para un diagnóstico superficial con precisión milimétrica.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Rango de frecuencia de 3,5 MHz a 16.0 MHz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging, iBeam), Reducción de artefactos (iClear)
- **Campo de visión:** Diseño lineal tipo “hockey-stick”, campo de visión rectangular uniforme, alta resolución en estructuras superficiales
- **Aplicaciones:** Musculoesquelético, Nervios, Vascular, Partes pequeñas

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

**Visión rectangular uniforme y
calidad superior.**



Compatibilidad

- **Resona 7**
- **Resona i9**
- **Consona N7**
- **Consona N9**
- **Consona N8**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com