

Transductor Lineal

Mindray 7L4A



*Diseño recto y alta
resolución para imágenes
definidas y de calidad*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Rango de frecuencia de 3.0 MHz - 14.0 Mhz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño lineal, alta resolución para estructuras superficiales
- **Aplicaciones:** Abdomen, Pediatría, Partes pequeñas, Musculoesquelético, Vascular

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Precisión lineal que redefine la imagenología superficial

Compatibilidad



- **DC-7**
- **DC-N6**
- **DC-40**
- **DC-T6**
- **DC-60**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com