

Transductor Sectorial **Mindray SP5-1s**



*Claridad sin precedentes
con precisión milimétrica.*

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Frecuencia de banda ancha de 1.0 a 5.0 MHz,

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño sectorial (phased array), ángulo de escaneo de aproximadamente 90°, ideal para estructuras profundas y espacios intercostales estrechos
- **Aplicaciones:** Cardiología, Abdominal, Transcraneal, Torácico/Pleural, Vascular

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Precisión sectorial para diagnósticos cardíacos y neurológicos de vanguardia"



Compatibilidad

- **M9**
- **Resona I9**
- **TE7**
- **Nueva I9**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com