

Transductor Sectorial **Mindray 2P2P**



***Penetración experta
para cardiología y
neurología***

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Rango de frecuencia: 1,5 MHz a 5,0 MHz

- **Modos de imagen:** 2D (modo B), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado (PW), Power Doppler (PD), Armónicas Tisulares (THI), Imagen compuesta (Compound Imaging)
- **Campo de visión:** Diseño phased array, profundidad de escaneo de más de 30 cm
- **Aplicaciones:** Cardiología, Abdominal.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

Corazón y cerebro con una sola sonda: La versatilidad penetrante del 2P2P.



Compatibilidad

- **DC-30**
- **Z6**
- **DP-7**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com