

Transductor Sectorial

Mindray P4-2

*Penetración experta
para cardiología y
neurología*



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Rango de frecuencia de 2.0 a 4.0 MHz

- **Modos de imagen:** Modo B (2D), Modo M, Doppler Color (CFM), Doppler Pulsado/Continua (PW/), Potencia (Power Doppler)
- **Campo de visión:** Diseño tipo phased array (matriz de fase), con cabezal estrecho ideal para exploraciones intercostales (cardíacas), ofreciendo buena penetración y resolución profunda
- **Aplicaciones:** Abdominal Pediátrico, Cardíacas, exámenes transcreaneales.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

Cardiología y neurología profunda: Un transductor, múltiples perspectivas.



Compatibilidad

- **DC-7**
- **DC-60**
- **DC-N6**
- **DC-T6**

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.