

**mindray**  
animal medical



## Vetus E5

### Ultrasonido Portátil Veterinario

**POLYMEDIC**  
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 [www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

 55 1612 4892

 [ventas@polymediccompany.com](mailto:ventas@polymediccompany.com)

### **Toque elegante, control intuitivo**

El innovador botón de ajuste de ganancia sensible al tacto, ofrece una experiencia táctil delicada, proporcionando un método intuitivo y conveniente para equilibrar el rendimiento y lograr una optimización de la imagen sin esfuerzo en varios escenarios.

### **Detección inteligente, análisis detallado**

TGC se integra perfectamente con el panel de control, lo que permite realizar ajustes precisos incluso en una sala de ultrasonido oscura y proporciona una experiencia visual más cómoda, capturando detalles de la imagen con facilidad

### **Protección mejorada, veracidad íntegra**

El diseño protector de última generación cuenta con un panel de control con propiedades mejoradas a prueba de agua, polvo y resistente al cabello. Más fácil de limpiar y desinfectar, lo que permite manejar sin esfuerzo diversos escenarios de escaneo y prolongar de manera efectiva la vida útil del dispositivo.

### **NITIDEZ MEJORADA, ESCANEO SIN ESFUERZO**

#### **HR FLOW**

Tecnología innovadora mejora la visualización de patrones de flujo microvasculares o complejos mediante la aplicación de algoritmos de procesamiento exclusivos de Mindray Animal. El HR Flow se puede aplicar a los modos de imagen Doppler Color y Power

#### **iTOUCH**

iTouch permite la optimización automática de los parámetros de imagen con un solo clic para obtener rápidamente una mejor calidad de imagen.

#### **iCLEAR**

Esta tecnología de procesamiento de imagen inteligente suprime de manera eficaz el ruido de moteado en las imágenes 2D, mejorando la resolución del contraste de la imagen y haciendo que los límites del tejido sean más claros.



### **Diseño ingenioso**

- Ligero
- Gran capacidad de almacenamiento
- Uso prolongado de batería
- Múltiples opciones de compatibilidad
- Comparte imágenes fácilmente
- Fácil conexión e intercambio de transductores
- 

### **Características Destacadas**

Memoria de 1 TB

Teclado retroiluminado impermeable de silicón

2 Puertos activos protegidos

Puerto de alimentación magnético

3.5 kg. de peso sin batería

Compatible con U-Bank de 4 baterías

Wi-fi y LAN disponibles

Pantalla de 15.6"

Plataforma ZST+

