



Electrocauterio Monopolar de 100W

- Uso para Quirófano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología, Etc.
- Uso para instrumentos Monopolares
- Incluye pedales y cable reusable para placa.
- Portable y fácil de usar.

Especificaciones generales

- Tamaño: 19 cm x 18 cm x 8 cm
- Peso neto: 2 kg

Fuente de alimentación

- Adaptador de alimentación de CA: Entrada: 100-120 V ~ 50/60 Hz
- Fusibles: 5A

Condiciones ambientales

Temperatura

- Trabajo: 5° C - 40° C
- Almacenamiento: -10° C - +50° C
- Transporte: -40° C - +70° C

Humedad

- Trabajo: ≤80%
- Almacenamiento: ≤80%
- Transporte: ≤80%

Funciones

Corte


- Puro: 5 W~ 100 W
- Mezcla: 5 W ~ 50 W

Coagulación

- Suave: 5 W ~ 40 W
- Fuerte: 5 W~ 80 W

Frecuencia de trabajo

- 360 ~ 460 kHz



Solicita tu cotización