



Termómetro Infrarrojo 3 Modos

- Ergonómico y portátil
- Cuenta con 3 modos de medición: Corporal, Superficie y Ambiente
- Tiempo de medición: 1 Seg
- Trabaja con 2 baterías AAA
- Memoria de 32 mediciones
- Precisión de $\pm 0,3$ °C

Especificaciones generales

- Tamaño: 15.4 x 4 x 3.1 cm
- Peso neto: 64 g (sin baterías)

Fuente de alimentación

- 3 Vcc (2 pilas AAA)

Sensor de temperatura

- Sensor infrarrojo

Medición

Distancia

- ≤ 3 cm (1,2 in)

Tiempo

- 1seg.

Rango

- Temperatura corporal: 32,0 °C ~ 43,0 °C (89,6 °F ~ 109,4 °F)
- Temperatura de superficie: 0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F)
- Temperatura ambiental: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Precisión

Temperatura corporal

- 32,0 °C ~ 34,9 °C (89,6 °F ~ 94,8 °F): $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,6$ °F)
- 35,0 °C ~ 42,0 °C (95 °F ~ 107,6 °F): $\pm 0,2$ °C ($\pm 0,4$ °F)
- 42,1 °C ~ 43,0 °C (107,8 °F ~ 109,4 °F): $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,6$ °F)



Solicita tu cotización

Condiciones ambientales

Operación

- Temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
- Humedad relativa: ≤ 85 % HR
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento y Transporte

- Temperatura ambiente: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
- Humedad relativa: ≤ 95 % HR
- Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Capacidad de repetición clínica

- ≤ 0,2 °C (0,4 °F)

Resolución de la pantalla

- 0,1 °C (0,1 °F)

Memoria

- 32 sets

Apagado automático

- ≤ 30 s

Sitio del cuerpo de referencia

- Axilar



Solicita tu cotización