



## Serie **HyLED 200**

Lámpara led para examen y  
tratamiento

**mindray**  
healthcare within reach

 **POLYMEDIC**  
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 [www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

 55 1612 4892

 [ventas@polymediccompany.com](mailto:ventas@polymediccompany.com)

## Opciones personalizadas para diferentes aplicaciones clínicas

### Serie HyLED 200

HyLED 200 de Mindray hereda la avanzada tecnología de la lámpara quirúrgica led para ofrecer un excelente rendimiento lumínico: mejor intensidad de luz, mayor vida útil y menor consumo de energía. Es ideal para el examen de los pacientes, la UCI, los pacientes ambulatorios, la inducción al quirófano, la sala de tratamiento y las áreas de recuperación.

- Iluminación de 70 000 luxes con 1500 mm de profundidad para la mejor visión posible
- Diferenciación tisular mejorada con un índice de reproducción de color (Ra y R9) de 96
- Los LED duran hasta 60.000 horas, con un menor consumo de energía
- Batería opcional de hasta 10 horas a máxima intensidad
- Cinco años de garantía para bombillas led



**Solicita tu cotización**

## Operación flexible y fácil

- Las siguientes funciones pueden usarse desde el panel de control en el cabezal de la lámpara
- Interruptor de encendido y apagado
- Control de brillo de 5 pasos
- UCI
- Lámpara colgante
- Máxima flexibilidad con un radio de giro de hasta 1,5 m
- Sala de inducción al quirófano, sala de tratamiento y áreas de recuperación
- Lámpara de techo o de pared
- No hay necesidad de reposición cuando se establece el acceso a la vena
- Mango esterilizable opcional



**Solicita tu cotización**