



Monitor Multiparametro 12"

Monitor Multiparamétrico
Escalable a Capnografía

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA



www.polymediccompany.com

55 1612 4892



ventas@polymediccompany.com

Ofrece un sistema confiable y completo para el monitoreo de signos vitales en pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Diseñado con una pantalla a color de alta resolución y un menú intuitivo, permite una interpretación rápida de los datos clínicos.

Este equipo es ideal para su uso en hospitales, clínicas y unidades de emergencia, gracias a su capacidad de medir ECG, SpO2, NIBP, frecuencia respiratoria, temperatura, ritmo cardíaco y capnografía (EtCO2 opcional).

Su batería de litio recargable proporciona hasta 3.5 horas de funcionamiento continuo, facilitando su uso portátil en ambientes de atención crítica.

Características

- Admite almacenamiento de 720 horas de tabla de tendencias y revisión de gráficos, 2 horas de revisión de forma de onda, 1000 grupos de NIBP y 200 eventos de alarma
- LCD de alta resolución de 12 pulgadas
- Pantalla de soporte máx. 11 formas de onda
- Soporta 7 canales de visualización de forma de onda de ECG simultáneamente
- Alarma acústico-óptica de tres niveles
- Alarma de voz humana
- Sensor de alarma de apagado
- Soporte de revisión de alarma
- Apoyar pausa de alarma
- Modo multipantalla
- Modo de auto prueba NIBP
- 13 tipos de análisis de arritmia y análisis de segmento S-T en tiempo real y detección de marcapasos
- Cálculo de fármacos y tabla de valoración

Solicita tu cotización

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: 310 mm x 150 mm x 280 mm
- Peso: 3.0 kg
- Pantalla: 12" a color de alta definición
- Fuente de energía: Batería recargable de ion-litio
- Tiempo de funcionamiento: hasta 3.5 horas con batería
- Modos de operación: Adulto / Pediátrico / Neonato
- EtCO2: disponible como módulo opcional

Este monitor multiparámetros está diseñado para entornos clínicos que requieren una vigilancia precisa y continua de pacientes, tales como salas de recuperación, áreas críticas, quirófanos, urgencias y cuidados intensivos. Su diseño compacto y portátil, combinado con su versatilidad de medición, lo convierte en una herramienta esencial para el personal médico que necesita monitorear pacientes de distintas edades y condiciones clínicas.



Solicita tu cotización