




Placa con Cable para Electrocauterio

- Almohadilla de conexión a tierra del diseño de seguridad, el gel conductor cubre el borde de la lámina de metal, puede evitar el daño por quemaduras que podría causar la conexión de la lámina y la piel.
- Excelente conductividad
- Los materiales de soporte de espuma y tela no tejida hacen que la adhesión sea más cómoda
- Todos los materiales son bien tolerables por la piel (biocompatibles). **SIN citotoxicidad, SIN irritación cutánea y SIN sensibilidad**
- La hoja de metal lisa muestra una notable adhesividad, sin ranuras
- El gel conductor de diseño de seguridad cubre el borde de la lámina de metal para hacerlo más seguro **SIN látex, SIN PVC**
- La placa desechable está compuesta de un cable conector de PVC, se equipa con un cable de 3 metros previamente instalado
- Cuenta con CE (Certificado Europeo)

Dimensiones

- Superficie activa: 170 mm,
- Superficie total: 179 mm

Especificaciones

- Tipo: Almohadilla electroquirúrgica
- Color verde
- Respaldo: respaldo de espuma / respaldo de tela no tejida
- Destinado a adulto
- Con / sin cable
- Periodo de validez: 2 años.



Solicita tu cotización