



Ultrasonido Wireless Doppler a Color

- Compatible con los sistemas Operativos; Andriod, iOS y Windows PC.
- 192 cristales
- Función Cardíaca con imagen Sectorial
- Ergonómico y Fácil de usar
- Doble función: Convexo y Lineal
- Funcional para uso veterinario, pequeñas y medianas especies, únicamente cambiando la app a SonoMe VET

Especificaciones generales

- Tamaño: 15.5cm x 6cm x 2.4cm
- Peso neto: 300g

Fuente de alimentación

Alimentación de CA

- Entrada: 5VDC 1A

Batería

- Batería modelo (SNP-4200) 3.8 VDC 4200 mAh
- Vida de trabajo: >3horas
- Tiempo de carga: 4horas

Condiciones ambientales

Temperatura

- Trabajo: 5° C - 40° C
- Almacenamiento: -20°C a +55°C
- Transporte: -20°C a +55°C

Humedad

- Trabajo: 25% - 80%,
- Almacenamiento: 25% - 93%
- Transporte: 25% - 93%

Funcionamiento

Profundidad

- Lineal: 20 – 100 mm
- Convexo: 100 - 280 mm

Radio de apertura

- R60

Modo

- B/ BM/ COLOR/ PW/ PDI

Velocidad de cuadro

- 12 cuadros/seg

Tipo de WiFi

- 802.11g/ 20MHz/ 2.4G

Frecuencia

- Lineal: 7.5-10MHz
- Convexo:3.0-5MHz



Solicita tu cotización