

# Camilla automática para ambulancia



*Traslado seguro y  
rápido con solo  
pulsar un botón.*

**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



[www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

## Simplifica el flujo de trabajo y mejora la eficiencia

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

Fabricada a base de aluminio de alta resistencia. 4 ruedas giratorias. Altura y respaldo ajustables. Colchón elaborado con relleno de hule espuma. Bloqueo de seguridad, para sujetarla en la ambulancia. 2 cinturones de seguridad con hebilla de liberación rápida. Soporte para pies plegable. 2 barandales de protección.

Dimensiones	190 cm de largo x 55 cm de ancho x 25 - 92 cm de alto.
Ajuste de respaldo	0 a 60°
Capacidad de soporte	Menor a 159 kg
Peso	40 kg



**Solicita tu cotización**

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



[www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)