



Carro para Electrocauterio (Sin Bandeja)

El Carro para Electrocauterio (sin bandeja) es un soporte móvil diseñado para facilitar el traslado y posicionamiento de equipos de electrocirugía dentro del quirófano o consultorio. Está fabricado con materiales resistentes y cuenta con un diseño que facilita la movilidad y estabilidad durante el uso.

Características

- Superficie superior de trabajo para colocar el electrocauterio.
- Base inferior de almacenamiento.
- Cuatro ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento.
- Freno en las 4 ruedas para mantener el carro estable durante el procedimiento.
- Diseño compacto para facilitar su movilidad dentro del quirófano.
- Estructura diseñada para soportar y transportar equipos de electrocirugía.
- Sin bandeja intermedia.
- Dimensiones:
- Altura: aproximadamente 950 mm.
- Ancho: aproximadamente 402 mm en la base.
- Superficie superior: aproximadamente 606 × 527 mm.

