



## Cama Manual Hospitalaria de Lujo

2 Posiciones

**P** | **POLYMEDIC**  
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 [www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

55 1612 4892

 [ventas@polymediccompany.com](mailto:ventas@polymediccompany.com)

La Cama Manual Hospitalaria de Lujo 2 Posiciones cuenta con dos funciones principales: ajuste del respaldo y ajuste de las piernas mediante manivelas. Estas funciones permiten posicionar al paciente de forma cómoda y segura, facilitando el descanso, la alimentación y la atención médica en casa. Su diseño mejora la movilidad y contribuye al bienestar.

## 2 Funciones

- Función de elevación de espalda

Ajuste libre de 0 a 85 grados, relaje la presión de la espalda y ajuste la postura al sentarse.

- Función de subir y bajar piernas

Reducción de la atrofia de los músculos de las piernas, ayuda a la circulación sanguínea de las piernas.

## Contenido

- Cama hospitalaria manual.
- Mesa
- Colchón.
- Barandillas abatibles de aluminio.
- Manual de usuario.
- Portasuero.

## Dimensiones

Largo total: 203 cm

Ancho total: 93 cm

Altura : 50 cm (desde la base de la cama al piso)

Colchón (solo): 90 cm × 198 cm



## Características Generales

Peso total: 47 Kg

Llantas: 4 ruedas

Goma sólida – estilo silencioso

Peso soportado: 260 kg cm

# Solicita tu cotización