



CPAP Automático

Es un equipo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en adultos. Cuenta con un sistema que combina los modos fijo y automático, capaz de detectar eventos respiratorios durante la noche y ajustar la terapia de manera precisa y confiable. Además, su funcionamiento silencioso lo convierte en una opción ideal para uso doméstico, garantizando comodidad durante el descanso.

Parámetros técnicos:

- Modo de funcionamiento: CPAP, Auto CPAP
- Rango de presión (cmH₂O): 4 a 20
- Capacidad del humidificador: 300 ml
- Nivel de ruido: 27 dBA ± 2 dBA
- Peso neto: 1.5 kg
- Dimensiones: 13.5 × 10.5 × 26.5cm

Características

Pantalla táctil de 3.5" Control intuitivo mediante una pantalla amplia y de respuesta rápida

Diseño ultrasilencioso Ventilador y sistema de conducción de aire optimizados para un funcionamiento silencioso

Prueba de ajuste de mascarilla Permite verificar de forma rápida y sencilla el ajuste de la mascarilla antes de dormir

Funciones avanzadas

- Monitoreo de múltiples eventos respiratorios: Detección de RERA y otros eventos durante el sueño
- Algoritmo inteligente: Optimiza el tratamiento con base en los eventos respiratorios detectados
- Configuración automática: Ajuste automático de rampa de incremento de flujo automático, humidificación para evitar sequedad, tubo calefactado y compensador de fugas
- Monitoreo continuo de la terapia: El equipo registra de forma continua los principales datos de la terapia, permitiendo consultar información relevante sobre el comportamiento respiratorio y el tratamiento. Su sistema de gestión de datos facilita el seguimiento de la terapia y la revisión de la información registrada

Plataforma web BreathCare

El sistema web Yuwell BreathCare permite gestionar de forma centralizada la información de pacientes con trastornos respiratorios del sueño. Desde una plataforma alojada en la nube, los profesionales pueden consultar y supervisar los datos de terapia de forma remota, facilitando el seguimiento de los pacientes sin necesidad de realizar la revisión directamente en el dispositivo. Además, ayuda a simplificar el flujo de trabajo y favorecer una colaboración más eficiente dentro de la red de atención.

Módulo de transmisión de datos:

Ambos modelos permiten registrar información de la terapia para su posterior gestión mediante el ecosistema BreathCare:

- Con Tarjeta SD
- Con WiFi

