



Carro Rojo de 4 Cajones con Correderas de Lámina

POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 www.polymediccompany.com

 55 1612 4892

 ventas@polymediccompany.com

El Carro Rojo de 4 Cajones con Correderas de Lámina está diseñado para brindar una respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia médica.

Su construcción robusta y funcional permite mantener organizados los medicamentos, dispositivos e insumos esenciales para maniobras de reanimación y atención crítica, convirtiéndolo en un elemento indispensable en hospitales, clínicas, áreas de urgencias y unidades de cuidados intensivos.

Fabricado con una estructura de lámina de acero calibre 24, reforzada con lámina calibre 20, ofrece una excelente resistencia y durabilidad para el uso diario. Su acabado en pintura horneada proporciona una mayor protección contra el desgaste y facilita su limpieza, mientras que la cubierta de acero inoxidable tipo 430 brinda una superficie higiénica y resistente a la corrosión.

Características:

- Chapa de seguridad para resguardo del contenido.
- Porta tanque lateral para oxígeno.
- Gancho porta suero con acabado cromado.
- Barandal de solera con acabado cromado.
- Tabla de RCP fabricada en madera de pino.
- Cuatro ruedas de 4 pulgadas para fácil desplazamiento.
- Dos ruedas con sistema de freno para mayor estabilidad.
- Diseño resistente, funcional y de fácil limpieza.
- Ideal para áreas de urgencias, hospitalización, terapia intensiva y servicios de emergencia.

Dimensiones:

- **LARGO 65CM**
- **ALTURA 85CM**
- **ANCHO 42CM**



Solicita tu cotización