

Carro Medired Emergency



¡El carro de paro es uno de los elementos indispensables en toda área en donde se manejen pacientes o se realicen procedimientos médicos!

- Soporte para tanque de oxígeno.
- Resistente a los agentes químicos y desechos biológicos.
- Deslizamiento suave y silencioso con 4 ruedas con freno.
- Todos los cajones son moldeables de fácil armado y limpieza.
- Con el cesto polvo, contenedor utilidad, bolsa de archivo, polo IV.
- Bandeja para la colocación de los equipos como ser: Desfibrilador / Monitor / Laptop y otros.



Solicita tu cotización

Las imágenes y especificaciones son con fines ilustrativos. El producto puede variar en diseño, características y configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892




www.polymediccompany.com



» **Atril de IV**

Atril de IV ajustable en altura de 4 ganchos, diámetro 25 mm.




» **Contenedor de residuos**

Dos contenedores de residuos con tapa.



» **Estante para desfibrilador**

Estante para desfibrilador con ajuste multi-posiciones.



» **Enchufe**

Para uso de equipos, longitud de 3 m.


» **Riel**

Rieles de acero inoxidable 304.



» **Rueda con freno de 5"**

Ruedas silenciosas de lujo 2 con frenos.



» **Superficie de trabajo extendida**

Mesa de trabajo telescópica oculta 380*396 mm.



» **Contenedor de objetos punzantes**

Almacenamiento para agujas y objetos punzantes.





» **Caja de archivos / contenedor de utilidades**


Para documentos u otros objetos pequeños.

» **Etiqueta de cajón**
Etiqueta de ranura de sellado.



» **Tabla de RCP**
Tamaño: 54*41.5*2 cm.

» **Asa de mesa**
Fácil de empujar, material de acero inoxidable.



» **Porta botellas de oxígeno**
Cinturones fijados en el carrito.

» **Especificaciones técnicas**

Tamaño total (L*W*H)	750*475*920 mm
Material	Acero / Aluminio / Polímero
Color	Gris / Rojo / Azul
Peso bruto	38.85 kg
Rueda	Diámetro 125 mm
Tamaño del paquete	770*540*970 mm

El carro de paro ABS: resistencia, organización y movilidad silenciosa en una herramienta vital para emergencias, diseñada para cuidar cada detalle

