



Flat Panel

Detector digital de rayos X Mindray

Flat Panel

El Flat Panel de Mindray es una innovadora solución de detector inalámbrico que combina tecnologías patentadas de vanguardia para ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Este panel ligero y de diseño exquisito está fabricado con una producción y controles de alta calidad, asegurando un rendimiento muy superior en aplicaciones clínicas.



+ Pila integrada, duración de uso continuo


+ Soporta hasta 100 Kg

+ Resistencia al agua IP54



+ 14"x17"

+ Indicador de batería



Tecnologías patentadas

Las tecnologías patentadas de Flat Panel de Mindray han sido integradas en este detector inalámbrico ligero, proporcionando una experiencia de usuario inigualable.



Digitalización fácil y conveniente

Facilita la digitalización de imágenes, haciendo que la transición de sistemas analógicos a digitales sea sencilla y eficiente.



Compatibilidad comprobada

Totalmente compatible con máquinas de rayos X analógicas existentes. Su detector Inalámbrico de Ultra Alta Velocidad proporciona una transmisión rápida y eficiente de imágenes. Compatible con DICOM.

Características avanzadas

- CSI-TFT para mayor resolución de imagen
- Transmisión WiFi de ultra alta velocidad
- Conexión magnética para carga fácil
- Resistencia al agua IP54

