



Desfibrilador Semiautomático

Especificaciones generales

Tamaño

- 200 × 213 × 71 mm (asa doblada)
- 257 × 213 × 71 mm (asa abierta)

Peso neto

- 1.56 kg

Descarga

Máxima

- 200 J

Protocolo

- Adulto: primera descarga incremental 150 J, posteriores 200 J
- Pediátrico: fijo 50 J

Tiempo de carga

Desde alerta de choque:

- ≤ 12 s con choque a 200 J
- ≤ 9 s con choque a 150 J

Desde el tiempo de análisis:

- ≤ 16 s con choque a 200 J
- ≤ 13 s con choque a 150 J

Tiempo de análisis:

- 4 a 15 segundos

Rango de impedancia

- 20–200 Ohms

Rendimiento

- Sensibilidad: 97%
- Especificidad: 99%

Botones

- ON/OFF
- Descarga
- Selección de paciente (Adulto/Niño)



Indicadores luminosos

- Estado del dispositivo: 2 LED rojo/verde
- Colocación de PADs: 2 LED rojos
- No tocar al paciente: 2 LED rojos
- Tocar al paciente: 1 LED verde
- Paciente adulto: 1 LED verde
- Paciente pediátrico: 1 LED verde
- Botón ON/OFF: 2 LED verdes
- Botón de descarga: 8 LED rojos

Parches

- Superficie total: 136 cm²
- Superficie activa: 94 cm²
- Longitud del cable: 120 cm

Batería

Compuesto

- 8 celdas Li-MnO₂

Voltaje

- 12 VDC, 3000 mAh

Ciclos

- Hasta 200 ciclos completos de rescate (descargas de 200 J + RCP)

Tiempo de uso

- Hasta 36 horas de análisis continuo de ECG

Cambio instantáneo del modo Adulto al Pediátrico con electrodos universales.

Práctica asa plegable.

Señales de audio y visuales para los usuarios.

Orientación mediante indicaciones de voz y metrónomo.

Desfibrilación con forma de onda BTE y descargas de hasta 200 J.

Resistencia al agua y al polvo IP56.

El mensaje de voz del DEA guía al operador para presionar el botón de descarga y administrar la desfibrilación.

Después de la desfibrilación, la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es guiada mediante indicaciones de voz y un metrónomo que marca los ciclos de compresiones e insuflaciones