



ECG-41

Módulo de ECG Mindray

Accesorio diseñado para integrar el monitoreo de electrocardiograma (ECG) en sistemas de ultrasonido compatibles de Mindray. Permite visualizar la señal electrocardiográfica en tiempo real y realizar sincronización cardíaca (ECG Trigger), facilitando estudios que requieren una referencia precisa del ciclo cardíaco, especialmente en aplicaciones cardiovasculares y exámenes avanzados.

Su diseño compacto y de fácil instalación se conecta directamente al sistema de ultrasonido mediante el módulo de expansión correspondiente. El ECG-41 proporciona una adquisición estable de la señal, permitiendo ajustar parámetros como la ganancia, velocidad de barrido y posición de la onda ECG para optimizar la visualización durante la exploración.

Características principales

- Módulo de electrocardiografía (ECG) para sistemas de ultrasonido Mindray.
- Visualización de la señal ECG en tiempo real.
- Facilita estudios cardiovasculares y aplicaciones que requieren sincronización con el ciclo cardíaco.
- Diseño compacto y de fácil instalación.
- Conexión mediante módulo de expansión compatible.
- Permite ajustar la velocidad de barrido del ECG.
- Ajuste de ganancia de la señal ECG.
- Compatible con cables y electrodos ECG Mindray.

