



Electrocauterio Monopolar y Bipolar de 350W

Especificaciones generales

- Tamaño: 43cm x 38cm x 16.5cm
- Peso neto: 10.5kg

Fuente de alimentación

- Adaptador de alimentación de CA: Entrada: 120/230 VAC ~ 50/60Hz
- Fusibles: 8A

Condiciones ambientales

Temperatura

- Trabajo: 5° C - 40° C
- Transporte y Almacenamiento: -40° C - 55° C

Presión atmosférica

- Trabajo: 86 – 106 KPa
- Transporte y Almacenamiento: 50 – 106 KPa

Humedad

- Trabajo, Transporte y Almacenamiento: ≤80%

Funciones

Corte

- Puro: 1W~ 350W
- Mezcla1: 1W~ 250W
- Mezcla2: 1W~ 150W

Coagulación

- 1: 1W~ 120W
- 2: 1W~ 100W
- 3: 1W~ 50W

Coagulación Bipolar

- 1: 1W~ 150W
- 2: 1W~ 100W

Frecuencia de Trabajo

- 330 ~460kHz



Solicita tu cotización

- Uso para quirófano general, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología, Ortopedia, Urología (RTU), Neurología, Artroscopia.
- Uso mono polar y bipolar.
- Cuenta con 10 usuarios de programación.

Tipos distintos de corte:

- Corte 1: Puro
- Corte 2: Corte con ligera coagulación (mezcla)
- Corte 3: Corte con fuerte coagulación (mezcla)

Tipos de coagulación:

- Coagulación 1: Coagulación en spray.
- Coagulación 2: Coagulación fuerte, es más fuerte, se utiliza en áreas mayores.
- Coagulación 3: Coagulación suave, tiene más efecto en la capa profunda de los tejidos y el enlace es más pequeño, funciona con endoscopia.
- Coagulación bipolar 1: Uso con instrumentos bipolares.
- Coagulación bipolar 2: La Coagulación se completa sin ningún retraso al momento de activarlo, es aplicable para microcirugía.

Cuenta con pedales, cable para placa reusable, pinzas para neurocirugía, cable y pedal para uso bipolar.



Solicita tu cotización