



P | POLYMEDIC
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

SIUI

**RAYOS X PORTÁTIL
MOD. SR-8100S Y SR-8230S**

Portabilidad total



www.polymediccompany.com



55 1612 4892




ventas@polymediccompany.com

Especificaciones:

- Flexómetro 2M
- Tubo Toshiba
- Panel Táctil 7"
- Colimador Manual
- Batería recargable y desmontable

	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	TIEMPO POR CORRIENTE	PESO
SR 8100\$	2.5 kW	100 kV	25 mA	50 mAs	13 kg
SR 8230\$	5.25 kW	125 kV	100 mA	200 mAs	14 kg

Solicita tu cotización



Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



Más accesible que nunca:

Con la Serie S de RX Portátiles SIUI, configura las opciones de maneras sencilla directamente del dispositivo.

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

El paquete Incluye:

- Maletín
- Unidad deRX
- Disparador
- Control Remoto
- Batería recargable
- Cargador



Accesorios compatibles

(Se venden por separado)



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.

3 Modos de disparo

Los modelos de RX portátiles SIUI serie S ofrecen 3 modos diferentes de accionar el disparo para mayor comodidad y seguridad.



En la unidad



Con el disparador



Con el control remoto

Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



Detalle en la imagen

(Requiere de un digitalizador que interprete y genere la imagen.
Se vende por separado)

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.