



Hamilton BC8022

Equipo Respiratorio de Dos Ramas

Su diseño preensamblado integra una cámara de humidificación, cables calefactores y sensor de temperatura, permitiendo suministrar gases respiratorios humidificados y calentados para mejorar la seguridad y el confort del paciente durante la ventilación mecánica invasiva y no invasiva.

Su configuración de doble rama favorece una adecuada circulación de los gases respiratorios, mientras que el sistema de calefacción ayuda a minimizar la condensación dentro del circuito y mantener una temperatura estable del gas inspirado.

Características principales

- Circuito respiratorio de doble rama.
- Sistema preensamblado para una instalación rápida.
- Incluye cámara de humidificación.
- Incorpora cables calefactores integrados.
- Sensor de temperatura integrado.
- Longitud total del circuito: 195 cm.
- Rama inspiratoria (azul): 188 cm.
- Rama espiratoria (blanca): 188 cm.
- Tramo corto (azul): 60 cm.

