

Gasa seca estéril

Quirmex



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.



+52 5516124892



www.polymediccompany.com

GASA SECA ESTÉRIL

- **CLAVE DEL CUADRO BÁSICO:** 0604360701
- **NOMBRE:** Gasa Seca Esterilizada Quirmex
- **PRESENTACIÓN:** Bolsa con 5 piezas. 10x10cm.
- **FINALIDAD DE USO:** Auxiliar en procedimientos quirúrgicos y/o curaciones.
- **REGISTRO SANITARIO:** 1226C2025 SSA
- **COMPONENTES:** Tela con hilo 100% Algodón, de tejido plano, blanqueada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Fabricado en algodón 100%. Producto estéril, desechable y de un solo uso. Tejido tipo III (28X24), doce capas. Esterilizado con Óxido de etileno.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Mantenerse en lugar fresco y seco. Condición de temperatura 15-25 °C. Condición de Humedad < 65% HR.

Solicita tu cotización

GASA SECA ESTÉRIL

ADVERTENCIAS: No reesterilizar. No se garantiza la esterilidad del producto en caso de que el empaque primario tenga señales de haber sufrido ruptura previa.

ENVASE	TIPO	MEDIDAS (cm)			PESO	CONTENIDO
		Largo	Alto	Ancho		
Primario	Papel grado médico impreso sin perforaciones	15	13	1	3.76g	1
Secundario	Caple barnizado y con serigrafía	-	-	-	-	-
Colectivo	Caja de cartón	50	35	37	--	--

Caducidad
5 años

Certificación de la Norma ISO 13485:2016
COFEPRIS certificado de buenas prácticas



Solicita tu cotización

Las imágenes expuestas son con fines ilustrativos, el producto puede variar en diseño, características o configuración según el modelo y disponibilidad.