



## HyLED 600M

Lámpara de emergencia

**mindray**  
healthcare within reach

**P** | **POLYMEDIC**  
TECNOLOGÍA QUE CUIDA

 [www.polymediccompany.com](http://www.polymediccompany.com)

 55 1612 4892

 [ventas@polymediccompany.com](mailto:ventas@polymediccompany.com)

Diseñada para cirugía menor o de día, la HyLED 600 proporciona una iluminación de alta calidad, con una mejor diferenciación de los tejidos y un color natural.

- Iluminación de 130 000 lux diseñada para cirugías de día/menores
- Mejor diferenciación de tejidos con índice de representación de color (Ra y R9) a 96
- Modo ambiental mediante tecla de control separada
- Cinco años de garantía para bombillas led

### **Lámpara quirúrgica led móvil**

La serie HyLED 600M ofrece una solución de luz quirúrgica para el quirófano de emergencia y las cirugías menores:

#### **Máxima flexibilidad**

Gracias a su base móvil ultra ágil, el sistema de bloqueo de cuatro ruedas y el diseño ergonómico del mango, la HyLED 600M se desplaza a donde se la necesita con un excelente rendimiento.

#### **Batería de larga duración**

El módulo de alimentación puede durar hasta 10 horas (estado normal).



#### **Manejo flexible y sencillo**

Las siguientes funciones se pueden operar desde el panel de control en el cabezal de la lámpara:

- Encendido y apagado
- Modo ambiental
- Control de brillo de 10 pasos

## **Solicita tu cotización**