


FICHA TÉCNICA
MP ZZB400



Especificaciones Generales

Fuente De Alimentación

Funciones

Movimiento

	Altura: 72 – 180 cm
	Peso neto: 14 Kg.
Adaptador de alimentación de CA	110-240 VCA, 50/60 Hz, 45 VA
Batería	Batería de Ion-Litio recargable: 4400 mAh 18V 79.2 Wh.
Intensidad de Iluminación	40000 – 80000 Lx
Temperatura de color	4000 – 5000 K (ajustable)
Índice Cromático	85 ≤ Ra ≤ 100
Diámetro de halo de luz	18 – 22 cm
Tubo principal - Brazo	90°
Brazo - Conexión del Satélite	225°
Conexión del Satélite - Satélite	225°

- Lámpara para uso en sala quirúrgica o área de exploración Diámetro de Pantalla LED de 400 mm
- Articula, Gira y Rota
- Vida útil de 50,000 horas
- 4 ruedas con freno
- Batería de respaldo de 4 - 5 horas continuas en máxima potencia Tiempo de carga al 100% de 2 – 2 ½ horas
- Temperatura de color e intensidad luminosa ajustable.
- Pantalla de control touch



www.polymediccompany.com



55 1612 4892



ventas@polymediccompany.com